



Преимущества высоких технологий цифровых аппаратов по доступной цене



neo
■■■■■
Connected to the world

bernafon[®]
Innovative Hearing Solutions

☑ *Мировой опыт высоких технологий
воплощен в Нео*



neo
.....
Connected to the world


Какие свойства аппарата Вам необходимы, чтобы решить проблемы пациента?

До сих пор, было необходимым использовать high-end цифровой слуховой аппарат, чтобы иметь возможность использовать свойства которые Вам необходимы, для Ваших клиентов.

Нео, Связь с миром

Восстанавливает связь между клиентом и его миром.

- Открытый вент с большим вентом
- Адаптивный фидбэк менеджер
- Подавитель шума
- Направленный микрофон
- Мультипрограммность
- Многоканальность
- Широкий диапазон
- Автоматическая телефонная катушка
- Адаптор телефонной катушки
- Кнопочный переключатель
- ФМ совместимость
- Надежная и аккуратная программа настройки



Свойства высоких технологий



High-end свойства теперь Доступны для каждого.

Нео обладает всеми необходимыми свойствами для удовлетворения Вашего клиента.

Свойства, которые раньше присутствовали в high-end слуховых аппаратах теперь доступны в дешевых аппаратах.

OpenFit™

Нео обладает::

- Открытый вент™**
- Адаптивный фидбэк менеджер**
- Адаптивный подавитель шумов по 8 полосам**
- Направленный микрофон с активным микрофоном**
- Несколько программ для различных ситуаций**
- 5 каналов для максимальной variability Менеджер тихих шумов**
- Звуковой индикатор для важных функций**
- Автоматическая телефонная катушка**
- Адаптор телефонной катушки**
- Кнопочный переключатель функций аппарата**
- Регулятор громкости**
- ФМ совместимость**



neo
Connected to the world

✓ **Высокотехнологичная программа настройки**


Откройте новый мир возможностей настроек с великолепным сочетанием Нео и Программы.

Высокое выполнение программы для возможности точной настройки.

Умная программа делает Вашу работу по настройке проще.

- ✓ Первичная настройка 3мя кликами мышки
- ✓ 5ти канальная точность настройки с МРО регуляторами
- ✓ Регуляторы тонкой настройки на кончиках Ваших пальцев
- ✓ TriQualizer™ для точной подстройки
- ✓ 3-D вид ответа аппарата
- ✓ Интерактивная тонкая настройка для поддержки диалога с Вашим клиентом
- ✓ COSI для подтверждения, что потребности Вашего клиента удовлетворены
- ✓ NOAH link совместимость
- ✓ Стандартные кабели для программирования
- ✓ Мягкие коннекторы для ITE
- ✓ Одна программная платформа для всех цифровых аппаратов фирмы Бернафон

oasis plus
noah LINK



Нео и OASIS plus, великолепное сочетание высокого качества аппарата и надежного выполнения программы настройки

Нео обладает ощутимыми преимуществами для клиентов

High-end преимущества клиента

Высокое качество звука

Слуховой комфорт

Нет окклюзии

Нет свиста

Разбочивость речи в шуме

High-end свойства

Инновационная технология

Адаптивный подавитель шума

Открытый вент

Адаптивный подавитель эффекта обратной связи

Направленный микрофон, ФМ совместимость

Свойства, которые ранее были только в дорогих аппаратах, теперь стали доступны всем.



Комфорт

- ✓ OpenFit™ для уменьшения эффекта окклюзии дает натуральное чувство аппарата.
- ✓ Адаптивный фидбэк менеджер, автоматическая система подавления эффекта обратной связи, для уменьшения раздражающего свиста
- ✓ 5 каналов с независимыми регуляторами для утверждения комфортности звучания

Простота использования и доступность

- ✓ Европейское качество и дизайн
- ✓ Легкость выбора программы простым нажатием кнопки
- ✓ Звуковой индикатор для функций слухового аппарата



Настройка без проблем

- ✓ Легкость настройки и мощный механизм тонкой настройки Триквалайзером
- ✓ Адаптивный фидбэк менеджер без снижения высокочастотного усиления, для сохранения разборчивости речи
- ✓ Оазис плюс рекорд стабильности и надежности



Простота объяснения

- ☑ Кнопка переключателя, для легкого доступа к функциям слухового аппарата.
- ☑ Интуитивная программа управления, со звуковым индикатором.
- ☑ Современный дизайн в сочетании со свойствами



Великолепное соотношение цены/качество

- ☑ Нео, лучшее сочетание качество в этом классе
- ☑ Свойства высоких технологий для соответствия потребностям пациента
- ☑ Возможность для Вас принять больше больных



Преимущества высоких технологий

Улучшение восприятия в шумной обстановке

- Направленный микрофон с активным приемом микрофона, проверенная технология для улучшения восприятия речи в шуме
- Адаптивный подавитель шума по 8 частотным полосам
- Для улучшения слухового комфорта для снижения утомляемости. Совместимость с ФМ системами, такими как LEXIS

Оптимальное восприятие в любой обстановке

- Программы прослушивания могут быть легко настроены на любую потребность
- Менеджер тихих шумов для подавления тихих раздражающих шумов
- NALNL1 программа настройки, учитывает уровень опыта Клиента



Полный ряд слуховых аппаратов для любой потери слуха

Модель аппарата	OSPL90, Пик / dB SPL [симул. уха]	ВУЗД, ПИК, dB [симул. уха]	Размер батарей	Местн. регуляторы
Neo 102 BTE	128	64	13	Кнопочн. регулятор+Рег. громкости
Neo 105 BTE DM	127	66	13	Кнопочн. регулятор+Рег. громкости
Neo 112 BTE	136	76	13	Кнопочн. регулятор+Рег. громкости
Neo 202 ITE	129	62	13	Кнопочн. регулятор+Рег. громкости
Neo 352 HS (US/CAN only)	124	56	312	Кнопочн. регулятор+Рег. громкости
Neo 322 ITC	124	56	312	Кнопочн. регулятор+Рег. громкости
Neo 355 HS DM (US/CAN only)	122	54	312	Кнопочн. регулятор+Рег. громкости
Neo 315 ITC DM	122	54	312	Кнопочн. регулятор+Рег. громкости
Neo 302 ITC	120	50	312	Кнопочн. регулятор+Рег. громкости
Neo 301 ITC	120	50	312	Кнопочный регулятор
Neo 411 MC (Lab opt.)	114	45	10	Кнопочный регулятор
Neo 401 CIC	114	45	10	Кнопочный регулятор



Нео, Ваша новая связь с миром

Бернафон, представляет широкий ряд цифровых слуховых аппаратов, которые покрывают все потребности Вашего клиента. Все слуховые аппараты настраиваются с помощью OASIS plus - единственная, умная система настройки для всех аппаратов фирмы Бернафон.

bernafon[®]
Innovative Hearing Solutions

www.bernafon.com

Bernafon AG
Morgenstrasse 131
3018 Bern
Switzerland
Phone +41 (0)31 998 15 15
Fax +41 (0)31 998 15 90
www.bernafon.ru

Представительство в Москве:
Тел: (095) 291 97 71
Email: aurusbern@mail.ru
www.bernafon.ru